



CARTHAGE

MÁSCARAS HIDROPLÁSTICAS



MÁSCARA FACIAL

MÁSCARA PLÁSTICA CON BIOLUMITÁ® Despigmentante

PRESENTACIÓN: 200g

DESCRIPCIÓN: Ideal para todo tipo de pieles. Atenúa manchas, mejora el tono de la piel y aporta luminosidad al rostro.

ACTIVOS:

Biolumitá®: es un activo blanqueador y unificador de la piel extraído del rizoma de *Alpina officinarum*, planta conocida como jengibre chino, está estandarizado en galangina, un flavonoide conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Actúa en las tres principales etapas del proceso de pigmentación. Son ellas:

1. Disminución de la producción de los melanosomas

Promueve la reducción de endotelina-1, péptido involucrado en la formación de los melanosomas, en el interior de los cuales sucede la síntesis de melanina.

2. Reducción de la melanogénesis

Disminuye la transcripción de la tirosinasa y TRP-1, enzimas esenciales en el proceso de producción de melanina.

3. Reducción del transporte de los melanosomas

Biolumitá® reduce la producción de adrenomedulina, mediador que estimula la dendricidad de los melanócitos, comprometiendo de ese modo el transporte de los melanosomas para los queratinócitos, etapa fundamental para la conclusión del proceso de pigmentación de la piel.

MODO DE USO: Colocar 20g (3 medidas al ras) en un recipiente con 60 cc de agua fría, mezclar hasta obtener una pasta cremosa. Aplicar con espátula y dejar actuar durante 15 ó 20 minutos. Despegar con cuidado los bordes y retirar. Eliminar los restos de máscara con un algodón embebido en una solución tónica. El rostro debe estar muy bien hidratado para que la máscara no se pegue y trabajarla rápido para que no fragüe.



MÁSCARA FACIAL

MÁSCARA PLÁSTICA CON ÁCIDO HIAURÓNICO - Tecnología BICOLOR

PRESENTACIÓN: 200g

DESCRIPCIÓN: Ideal para todo tipo de pieles. Potencia el efecto hidratante, restaurando el equilibrio hídrico natural de la piel. Aporta firmeza y elasticidad. Previene y reduce la aparición de las líneas de expresión y arrugas. Rinde 10 tratamientos o más

ACTIVOS:

Ácido Hialurónico: como ácido hidrófilo (que atrae el agua) su principal función es mantener bien hidratadas las células y dar volumen en la zona de aplicación. Aporta turgencia, elasticidad y ayuda a prevenir la aparición de arrugas.

MODO DE USO: Colocar 20g (3 medidas al ras) en un recipiente con 60 cc de agua fría, mezclar hasta obtener una pasta cremosa. Aplicar con espátula y dejar actuar durante 15 ó 20 minutos. Despegar con cuidado los bordes y retirar. Eliminar los restos de máscara con un algodón embebido en una solución tónica. El rostro debe estar muy bien hidratado para que la máscara no se pegue y trabajarla rápido para que no fragüe.



MÁSCARA FACIAL

MÁSCARA PLÁSTICA CON NIACINAMIDA- Tecnología BICOLOR

PRESENTACIÓN: 200g

DESCRIPCIÓN: Posee una alta tolerancia en todas las pieles. Es antioxidante. Fortalece la función barrera de la piel. Mejora el tono. Regula la producción de sebo. Aporta luminosidad. Rinde 10 tratamientos o más

ACTIVOS:

Niacinamida: conocida también como Vitamina B3 o Nicotinamida actúa a través de diferentes mecanismos, logrando una mejoría visible en la textura y el aspecto global de la piel. Tiene propiedades antioxidantes, protege las células del estrés oxidativo previniendo el envejecimiento prematuro. Fortalece la barrera cutánea e hidrata. Regula la producción de sebo. Reduce la formación de manchas por su acción a nivel de los melanocitos, disminuyendo la transferencia de los melanosomas hacia los queratinocitos. Reduce la irritación y el enrojecimiento facial, apta para todo tipo de pieles.

MODO DE USO: Colocar 20g (3 medidas al ras) en un recipiente con 60 cc de agua fría, mezclar hasta obtener una pasta cremosa. Aplicar con espátula y dejar actuar durante 15 ó 20 minutos. Despegar con cuidado los bordes y retirar. Eliminar los restos de máscara con un algodón embebido en una solución tónica. El rostro debe estar muy bien hidratado para que la máscara no se pegue y trabajarla rápido para que no fragüe.



MÁSCARA FACIAL

MÁSCARA PLÁSTICA CON VITAMINA C

PRESENTACIÓN: 200g

DESCRIPCIÓN: Ideal para cualquier tipo de piel. Posee acción antioxidante. Estimula la formación de colágeno. Mejora la elasticidad de la piel.

ACTIVOS:

Vitamina C: Potente antioxidante que neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro. Es esencial para la síntesis de colágeno, fundamental para evitar la flacidez.

MODO DE USO: Colocar 20g (3 medidas al ras) en un recipiente con 60 cc de agua fría, mezclar hasta obtener una pasta cremosa. Aplicar con espátula y dejar actuar durante 15 ó 20 minutos. Despegar con cuidado los bordes y retirar. Eliminar los restos de máscara con un algodón embebido en una solución tónica. El rostro debe estar muy bien hidratado para que la máscara no se pegue y trabajarla rápido para que no fragüe.



MÁSCARA FACIAL

MÁSCARA PLÁSTICA CON CARDO MARIANO

PRESENTACIÓN: 200g

DESCRIPCIÓN: Ideal para tratamientos antiage. Con poderosa acción antioxidante, oclusiva y tensora.

ACTIVOS:

Cardo Mariano: Contiene un Complejo Flavolignano conocido como Silimarina que le brinda una poderosa acción antioxidante (10 veces superior a la Vitamina E), transformando los radicales libres en compuestos más estables y menos reactivos.

MODO DE USO: Colocar 20g (3 medidas al ras) en un recipiente con 60 cc de agua fría, mezclar hasta obtener una pasta cremosa. Aplicar con espátula y dejar actuar durante 15 ó 20 minutos. Despegar con cuidado los bordes y retirar. Eliminar los restos de máscara con un algodón embebido en una solución tónica. El rostro debe estar muy bien hidratado para que la máscara no se pegue y trabajarla rápido para que no fragüe.



MÁSCARA FACIAL

MÁSCARA PLÁSTICA CON BARDANA

PRESENTACIÓN: 200g

DESCRIPCIÓN: Ideal para pieles acneicas y grasas. Posee propiedades antimicrobianas, disminuye la secreción sebácea y facilita la eliminación de las impurezas de la piel.

ACTIVOS:

Bardana: Es rica en poliacetilenos que le otorgan propiedades antimicrobianas, disminuye la secreción sebácea y facilita la eliminación de las impurezas de la piel.

MODO DE USO: Colocar 20gr. (3 medidas al ras) en un recipiente con 60 cc de agua fría, mezclar hasta obtener una pasta cremosa. Aplicar y dejar actuar durante 15 ó 20 minutos. Luego retirar. Eliminar los restos de máscara con un algodón embebido en una solución tónica.



MÁSCARA FACIAL

MÁSCARA PLÁSTICA REFRESCANTE Y TENSORA

PRESENTACIÓN: 20g

DESCRIPCIÓN: Su función principal es oclusiva y tensora. Potencia el resultado de productos antiage, humectantes y descongestivos.

ACTIVOS:
Oligoelementos

Oligosacáridos marinos

MODO DE USO: Colocar en un recipiente el polvo 20g y 60ml de agua fría. Mezclar hasta formar una pasta y aplicar sobre el rostro y cuello en forma homogénea. Dejar actuar 15 minutos, despegar con cuidado los bordes y retirar. Eliminar los restos de máscara con un algodón embebido en una solución tónica o agua.





CARTHAGE

WWW.CARTHAGEBEAUTY.COM

Casa central: 54 11 - 4961-6942 / 4962-7473 | Whatsapp: +54911-3774-1985

 /carthagebeauty |  Carthagebeauty